

Vitek 2™

Karty ID i AST

Karta antybiogramowa dla grzybów drożdżopodobnych
do systemów VITEK 2 i VITEK 2 compact

AST-YS08	
nr kat. 420 739	
<i>Candida, Cryptococcus</i>	
Antymykotyk	Zakres MIC
Amphotericin B	0.25 – 16
Caspofungin	0.125 – 8
Fluconazole	0.5 – 64
Flucytosine	1 – 64
Micafungin	0.06 – 4
Voriconazole	0.12 – 8