

Karty antybiogramowe dla bakterii Gram-ujemnych do systemów  
VITEK 2 i VITEK 2 compact



AST-N331	
nr kat. 418 675	
Antybiotyk	Zakres MIC
Amikacin	2 – 64
Ampicillin/Sulbactam	2 – 32
Aztreonam	1 – 64
Cefepime	0.12 – 32
Ceftazidime	0.12 – 64
Ciprofloxacin	0.25 – 4
Colistin	0.5 – 16
Gentamicin	1 – 16
Imipenem	0.25 – 16
Levofloxacin	0.12 – 8
Meropenem	0.25 – 16
Piperacillin	4 – 128
Piperacillin/Tazobactam	4/4 – 128/4
Ticarcillin/Clav.Acid	8/2 – 128/2
Tobramycin	1 – 16
Trimethoprim/Sulfa	20 (1/19) – 320 (16/304)

Karta **AST-N331** jest przeznaczona do określania lekowrażliwości pałeczek **niefermentujących, Gram-ujemnych dla wszystkich materiałów klinicznych.**

Karty antybiogramowe dla bakterii Gram-ujemnych do systemów VITEK 2 i VITEK 2 compact



AST-N330	
nr kat. 418 674	
Antybiotyk	Zakres MIC
Amikacin	2 – 64
Amoxicillin/Clav.acid	2/1 – 32/16
Ampicillin	2 – 32
Cefalexin	4 – 64
Cefepime	0.12 – 32
Cefotaxime	0.25 – 64
Cefoxitin	4 – 64
Ceftazidime	0.12 – 64
Cefuroxime	1 – 64
Ciprofloxacin	0.25 – 4
Ertapenem	0.12 – 8
Gentamicin	1 – 16
Meropenem	0.25 – 16
Nitrofurantoin	16 – 512
Norfloxacin	0.5 – 16
Piperacillin/Tazobactam	4/4 – 128/4
Trimethoprim/Sulfa	20 (1/19) – 320 (16/304)

Karta **AST-N330** jest przeznaczona do określania lekowrażliwości pałeczek fermentujących, Gram-ujemnych **wyhodowanych z moczu**.

Karty antybiogramowe dla bakterii Gram-ujemnych do systemów VITEK 2 i VITEK 2 compact



AST-N332	
nr kat. 418 676	
Antybiotyk	Zakres MIC
Amikacin	2 – 64
Amoxicillin/Clav. acid	2/1 – 32/16
Cefepime	0.12 – 32
Cefotaxime	0.25 – 64
Ceftazidime	0.12 – 64
Cefuroxime	1 – 64
Ciprofloxacin	0.25 – 4
Colistin	0.5 – 16
ESBL Confirm	NEG/POS
Gentamicin	1 – 16
Imipenem	0.25 – 16
Meropenem	0.25 – 16
Piperacillin/Tazobactam	4/4 – 128/4
Tigecycline	0.5 – 8
Tobramycin	1 – 16
Trimethoprim/Sulfa	20 (1/19) – 320 (16/304)

Karta **AST-N332** jest przeznaczona do określania lekowrażliwości pałeczek **fermentujących**, Gram-ujemnych **wyhodowanych z materiałów klinicznych za wyjątkiem moczu**.